



ÜBERSICHT DER COOLSCULPTING® APPLIKATOREN



ÜBER COOLSCULPTING®

VERFAHREN ZUR KÖRPERFORMUNG OHNE OPERATION UND VOLLNARKOSE

Die Kryolipolyse, eine von Harvard Wissenschaftlern entwickelte Technologie, basiert auf der Annahme, dass subkutanes Fettgewebe durch gezielte Kühlung geschädigt wird, während das umliegende Gewebe nicht wesentlich beeinträchtigt wird.* Die FDA-zertifizierte Technologie nutzt Applikatoren, die auf die jeweilige Behandlungszone aufgelegt werden und mit leichtem Unterdruck darunter befindliches Fettgewebe ansaugen. Dann wird die Behandlungszone mit den darunter befindlichen Fettzellen in einem zuvor definierten Zeitrahmen heruntergekühlt, mit dem Ziel, einen Fettzelltod hervorzurufen. In den darauffolgenden Wochen und Monaten sollen die so geschädigten Fettzellen abgebaut, ausgeschieden und so reduziert werden.

Die CoolSculpting® Methode ist für Personen mit kleineren bis moderaten Fettansammlungen geeignet.



COOLFIT ADVANTAGE™

🕒 ca. 35 Min.

Für die Behandlung vertikaler und schwer erreichbarer Areale wie Oberschenkelinnenseiten oder länglichere Fettpolster an Taille oder Bauch



COOLCORE ADVANTAGE™

🕒 ca. 35 Min.

Für die Behandlung des Abdomens (Unter- und Oberbauch)



COOLCURVE+ ADVANTAGE™

🕒 ca. 35 Min.

Für die Behandlung der Hüfte ("Muffin Tops")



COOLCURVE ADVANTAGE™ PLUS

🕒 ca. 45 Min.

Für die Behandlung größerer Areale der Hüfte ("Muffin Tops")



COOLCORE ADVANTAGE™ PLUS

🕒 ca. 45 Min.


Für die Behandlung größerer Areale des Abdomens (Unter- und Oberbauch)



COOLPETITE ADVANTAGE™

🕒 ca. 35 Min.

Für die Behandlung kleiner Fettdepots an Oberarmen ("Winkearme"), Knien, der Rückseite der Oberschenkel und im Innenschenkelbereich



COOLMINI™

🕒 ca. 45 Min.

Für die Behandlung des Kinnbereichs (Doppelkinn), Knie und Fettpolster im Achselbereich



COOLSMOOTH PRO™

🕒 ca. 75 Min.

Für die Behandlung der äußeren Oberschenkel ("Reiterhosen") und Hüfte



*Die Einzelheiten der Wirkweise bedürfen noch weiterer Forschung.



WAS SIE VON COOLSCULPTING® ERWARTEN KÖNNEN

✓ BEHANDLUNGSERGEBNISSE

Erste Ergebnisse können nach ca. 3-5 Wochen sichtbar sein. Endergebnis kann nach etwa 3 Monaten sichtbar sein.¹

€ PREIS

Ab ca. 700 € pro Zone.
Preis kann von Arzt zu Arzt variieren.

❄️ BESTMÖGLICHER PATIENTENSCHUTZ DURCH DIE FREEZE DETECT™-TECHNOLOGIE¹

Die Hautoberfläche sowie das umliegende Gewebe werden bei der Behandlung geschont, es werden in der Regel keine Narben gebildet. Das CoolSculpting® System verfügt über integrierte Sicherheitsmechanismen wie dem patentierten Freeze Detect™ Sensor (3000 Sensoren gesamt); der Patient ist so weitgehend geschützt. Jeder Patient ist individuell – der CoolSculpting® Arzt erstellt einen angepassten Behandlungsplan. Die Behandlungsdauer beträgt je nach Applikator zwischen 35 bis 75 Minuten.¹



DAS
ORIGINAL



COOLSCULPTING® FACTS DAS ORIGINAL IN DER KRYOLIPOLYSE

- » Weltweit einziges System mit FDA Zulassung
- » Patientenschutz durch patentierten Freeze Detect™ Sensor¹
- » Entwickelt von Harvard Wissenschaftlern
- » Bereits 5 Millionen Behandlungen weltweit²
- » Über 50 Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachmagazinen

1) Manstein D et al.; Lasers in Surgery and Medicine 2008; 40:595-604
2) Von 2009 bis September 2017.

DE/0530/2018b